



## Porcelain Polishing Paste



REF 4021310

### CONTENU :

- Porcelain Polishing Paste Syringe, 3 unités de 15 g chacune
- Embouts de seringue 18 G, 10 unités
- Tableau de collage sur toutes les surfaces
- Mode d'emploi

**Conserver dans un endroit sec et frais**



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Allemagne

Glossaire des symboles disponible sur  
le site : [www.denmat.com/symbols](http://www.denmat.com/symbols)



Den-Mat Holdings, LLC  
1017 W. Central Avenue  
Lompoc, CA 93436 États-Unis

©2018 Den-Mat Holdings, LLC. Tous droits réservés.  
754023130 05/18SN

Porcelain Polishing Paste est une pâte non aqueuse à fines particules et au goût agréable dont la consistance fluide permet d'obtenir le plus brillant des éclats sur les restaurations en composite et en porcelaine. Porcelain Polishing Paste permet d'obtenir des résultats de polissage supérieurs et réduit le gaspillage de matériaux.

## INSTRUCTIONS

1. Retirer le capuchon de seringue (ne pas jeter) et fixer l'embout de seringue.
2. Appliquer directement sur la surface de la dent et sur le point à polir ou une cupule. Polir en effectuant des mouvements circulaires et répéter au besoin.
3. Rincer soigneusement la surface polie.
4. Retirer l'embout de seringue et remettre le capuchon.

## CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et frais

Ne pas exposer à des températures supérieures à 25 °C

Ne pas congeler

Il n'est pas nécessaire de conserver le produit au frais

## GARANTIE LIMITÉE

DenMat remplacera ou remboursera le prix d'achat de n'importe lequel de ses produits qui sont jugés défectueux dans les 30 jours suivants la date d'achat. Le remplacement des produits défectueux ou le remboursement du prix d'achat sera le seul recours de l'utilisateur. DenMat ne sera pas tenue responsable de tout dommage ou perte économique, direct ou indirect découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ses produits.

Cette garantie limitée remplace toutes autres garanties explicites ou implicites, et sera nulle en cas d'utilisation ou de stockage inapproprié du produit. Il n'existe aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière ou autre. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur déterminera s'il est adapté à l'usage qu'il souhaite en faire et l'utilisateur assumera tous les risques et responsabilités associés à cet usage.

## SERVICE À LA CLIENTÈLE DE DENMAT

États-Unis et Canada .....	800-433-6628
Commandes et demandes par télécopieur aux États-Unis et au Canada .....	800-233-6628
Demandes internationales .....	805-347-7990
Commandes et demandes internationales par télécopieur .....	805-347-7983
Site Web .....	www.denmat.com

**FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR  
[www.denmat.com](http://www.denmat.com)**